

Conteúdo do kit de teste

Comece identificando esses seis elementos em seu kit de teste.

Quatro cotonetes de aplicador com ponta de algodão (em 2 mangas)

Caixa ou envelope do kit de teste

Formulário de Consentimento Informado

Os Materiais de Envio de Devolução incluirão um dos seguintes:

Formulário de Requisição de Teste

- Envelope roxo de bolhas
- Pacote de envio ao laboratório

Envelope de devolução de coleta de cotonete

Preparando-se para o seu teste

- **Para pacientes que residem nos Estados Unidos**, coletar sua amostra de segunda a quinta-feira é importante para que a amostra possa chegar ao nosso laboratório antes do fim de semana.
- **Para pacientes que residem fora dos Estados Unidos**, colete e envie sua amostra em uma segunda ou terça-feira.
- Preencha o **Formulário de Consentimento Informado**, antes da coleta.

Vamos começar

1. Enxágue a boca com água fria antes de coletar sua amostra.
2. Cada manga de papel contém dois cotonetes. Um total de quatro cotonetes devem ser coletados.
3. Abra uma das mangas e remova um cotonete de cada vez. Mantenha a manga de papel para devolver o cotonete após a coleta.
4. Engula para remover o excesso de saliva. Usando um movimento circular, esfregue o cotonete no interior de uma bochecha cerca de 20 vezes, com pressão suficiente para que a bochecha seja empurrada para fora.
5. Balance suavemente o cotonete no ar por 3 minutos para secá-lo. Em seguida, coloque o cotonete de volta na manga e remova o segundo cotonete da mesma manga.
6. Repita os passos 4 e 5 usando o mesmo lado da bochecha.
7. Abra a segunda manga e repita o mesmo processo usando o outro lado da bochecha para ambos os cotonetes.
8. Coloque as duas mangas contendo os quatro cotonetes secas no envelope de devolução da coleta de cotonete e sele-as.

Depois de coletar as amostras

Localize e preencha a folha de código de barras em seu kit de teste. Coloque um adesivo de código de barras no envelope de devolução da coleta de cotonete. Certifique-se de que as informações estejam legíveis e incluam a data e hora da coleta e que o nome corresponda ao que foi fornecido no pedido do teste.

Preparação para o Pacote

Coloque o envelope de retorno da coleta de cotonete, o Formulário de Consentimento Informado e o Formulário de Requisição de Teste (se estiver usando) no envelope roxo de bolhas e lacre. Localize o cartão de instruções de remessa incluído em seu kit de teste para obter detalhes sobre como enviar sua(s) coleta(s).



**Certifique-se de que todas as amostras estejam rotuladas.
Amostras não rotuladas serão rejeitadas.**

O que acontece em seguida?

Os resultados do seu teste serão entregues ao seu médico ou consultor de saúde geralmente dentro de 5 a 6 semanas após serem recebidos nos laboratórios da Mosaic Diagnostics.

Caberá ao seu médico revisar os resultados com você, identificar quaisquer áreas de interesse ou preocupação e trabalhar com você para definir as próximas etapas apropriadas.

Alguma pergunta?

Se você tiver dúvidas sobre qualquer aspecto da coleta de amostras ou do processo de envio, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco:

Telefone | Nossa prestativa equipe de atendimento ao cliente está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h CST, no número 800-288-0383

E-mail | CustomerService@MosaicDX.com

Para perguntas sobre resultados de testes ou suas implicações para sua saúde, fale com seu médico ou consultor de saúde e bem-estar. O pessoal da Mosaic Diagnostics não pode discutir os resultados do teste diretamente com os pacientes do teste ou seus familiares.



Consentimento informado para testes genéticos moleculares

Testes/perfis cobertos pelo formulário de consentimento (consulte o verso para obter informações):

Perfil da via de metilação do DNA

Finalidade pretendida é: Triagem Status do portador Preditivo Diagnóstico Outro:

Solicito e autorizo a Mosaic Diagnostics e a Kashi Clinical Laboratories, Inc a testar minha amostra (ou a de meu filho) quanto a mutações/condições genéticas designadas. Minha assinatura abaixo constitui meu reconhecimento de que os benefícios, riscos e limitações deste teste foram explicados para minha satisfação por meu médico ou conselheiro genético.

O teste genético é usado para determinar se uma pessoa tem diferenças genéticas, conhecidas como mutações, que causaram ou contribuíram para uma doença que ela tem ou que a colocam em risco de ter uma doença no futuro, ou o teste pode ser usado para fins de triagem para procurar mutações que não são atualmente associadas a uma doença ou predisposição específica. Isso significa que uma diferença genética foi encontrada, mas não está claro se essa diferença específica pode contribuir ou causar uma doença específica testada. Além disso, o teste pode revelar mutações que não são bem compreendidas. Em alguns casos, não há informações suficientes para determinar se uma mutação está associada a uma doença ou não, e mais pesquisas precisam ser feitas antes que uma resposta definitiva seja conhecida. Em outros casos, uma mutação pode estar associada a uma condição diferente daquela para a qual seu médico solicitou o teste.

- Os resultados do teste de DNA associados a condições específicas podem:
 - diagnosticar se eu (ou meu filho) tenho ou não esta condição ou estou em risco de desenvolver esta condição
 - indicar se eu (ou meu filho) sou ou não portador dessa condição
 - prever que outro membro da família é portador ou corre o risco de desenvolver esta condição
 - ser indeterminado devido a limitações técnicas ou padrões genéticos familiares
 - revelar a não paternidade
- O aconselhamento genético é recomendado antes e depois do teste genético. A decisão de consentir ou recusar o teste é inteiramente sua (ou de seu responsável legal).
- Embora o teste de DNA geralmente forneça informações precisas, várias fontes de erro são possíveis. Isso inclui, mas não se limita a, diagnóstico clínico incorreto da condição, identificação incorreta da amostra, limitações do método laboratorial e informações imprecisas sobre relacionamentos familiares. O teste de DNA não detectará todas as mutações causadoras.
- Os testes genéticos são tratados de forma confidencial, como todas as outras informações pessoais de saúde. Os resultados do teste são liberados para o prestador de cuidados de saúde que o solicitou e para as partes com direito a eles pelas leis estaduais e locais, ou para uma pessoa que você especificamente autorizou assinando uma liberação por escrito. Os resultados dos testes genéticos fazem parte do seu registro médico. Se um teste genético for realizado, sua companhia de seguros pode ter acesso ao resultado. A lei federal estende algumas proteções relativas à discriminação genética (www.genome.gov/10002328).
- Nenhum outro teste além dos testes especificamente autorizados será realizado em sua amostra identificável, a menos que especificamente autorizado por você/seu responsável. A amostra não será utilizada de forma identificável para fins de pesquisa com o seu consentimento. Sua amostra (tecido, sangue, fluido e/ou DNA) deve ser descartada 60 dias após o teste ou permanentemente desidentificada, ou seja, sem quaisquer identificadores que possam estar vinculados a você e mantida para fins de controle/pesquisa de teste. Você também pode se recusar a permitir que seu DNA seja desidentificado e usado para fins de controle/pesquisa, **rubricando aqui:** _____ iniciais do paciente/responsável.
- As características de desempenho deste(s) teste(s) foram validadas pela Kashi Clinical Laboratories, Inc. A U.S. Food and Drug Administration (FDA) não aprovou este(s) teste(s); no entanto, a aprovação do FDA atualmente não é necessária para uso clínico deste(s) teste(s). A Mosaic Diagnostics e a Kashi Clinical Laboratories, Inc estão autorizadas sob as Emendas de Melhoria de Laboratórios Clínicos (CLIA) para realizar testes de alta complexidade. Os resultados não devem ser usados como o único meio para diagnóstico clínico ou decisão de tratamento do paciente. Se houver suspeita de um diagnóstico genético específico, consulte um geneticista clínico certificado para testes adicionais que podem ser recomendados.

O paciente/responsável legal leu ou obteve a leitura do contexto acima e compreende totalmente o significado, risco e benefícios de ter o teste concluído e deseja prosseguir com o teste. O aconselhamento genético é recomendado antes e depois do teste genético.

| | |
|---|---------------------|
| Nome do paciente (Impresso): | Data de nascimento: |
| Assinatura do paciente/responsável legal: | Data da assinatura: |