



**MOSAIC™**  
DIAGNOSTICS  
*Formerly Great Plains Laboratory*

# Źródło cennych wskazówek i informacji

Dodatek do zestawu do pobierania  
próbki moczu

## Badanie profilu aminokwasów



# Dodatkowy element zestawu testowego

Jeśli Twój lekarz zlecił badanie, które wymaga dodatkowej fiolki próbki, sprawdź instrukcje w zestawie do pobierania próbek moczu odnoszące się do poniższej fiolki.



*Fiolka z białą pokrywką*

## **Wszystkie elementy zestawu testowego przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt**

Fiolka na próbkę zawiera około 60 mg kwasu szczawiowego. Nie połykaj i nie wdychaj zawartości. Rozlany płyn wytrzyj mokrym ręcznikiem. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku przypadkowego dostania się do oczu lub połknięcia przepłucz oczy lub usta dużą ilością wody. W razie potrzeby zasięgnij porady lekarza.

# Przed wykonaniem badania profilu aminokwasów

**Uwaga:** nie odstawiaj żadnych leków ani suplementów bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

- **Nie wykonuj tego badania podczas przyjmowania antybiotyków.** Jeśli obecnie przyjmujesz antybiotyk, pamiętaj, aby zakończyć przepisana kurację, po czym odczekaj 48 godzin przed pobraniem próbki.
- **W dniu pobrania próbki i dniu poprzedzającym spożywaj** posiłki zawierające białko. W miarę możliwości odstaw leki inne niż niezbędne i suplementy na 48 godzin przed pobraniem próbki.
- **Odstaw suplementy aminokwasowe na 48 godzin przed pobraniem próbki,** ponieważ mogą one wpłynąć na wynik badania.

# Pobieranie próbki

1. **Pobierz próbkę moczu** zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.
2. **Odszukaj fiolkę z białą pokrywką** i napełnij ją moczem z pojemnika do zaznaczonej linii – poziom moczu musi sięgać kreski. Upewnij się, że w pojemniku pozostało co najmniej 5 ml moczu.
3. **Zamknij szczelnie** fiolkę pokrywką. Delikatnie wstrząśnij fiolką, aby wymieszać mocz ze środkiem konserwującym.
4. **Zamknij pokrywkę pojemnika na próbkę.** W pojemniku powinno pozostać co najmniej 5 ml moczu.
5. **Upewnij się, że do każdej próbki jest dołączona wypełniona naklejka z kodem kreskowym.**
6. **Umieść pojemnik na próbkę i fiolkę w zamrażarce** na co najmniej cztery godziny lub do zamrożenia zawartości (maksymalny czas przechowywania to 30 dni). Zaznacz odpowiednie pole na naklejce z kodem kreskowym, aby potwierdzić, że próbka została zamrożona.
7. **Sposób pakowania próbek moczu opisano** w głównej instrukcji pobierania próbek moczu (strona 11).



**Upewnij się, że wszystkie próbki są oznakowane.** Nieoznakowane próbki zostaną odrzucone.